


Антитело Кролика Против Siglec-8 (Поликлональное) Для Wb, Elisa - Q9Nyz4

Артикул: CM0013593



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого Siglec-8, рецептора адгезии эозинофилов и тучных клеток. Подходит для WB и ELISA, перекрестно реагирует с мышью и крысой. Полезно для исследований аллергии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Siglec-8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; Siglec-8
Вид	Человек
ID гена	27181
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-363 человеческого Siglec-8 (NP_055257.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NYZ4
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом