

Кроличыи Поликлональные Антитела K Anti-Siglec12 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96Pq1

Артикул: CM0029672

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого SIGLEC12 (сиалилсвязывающий лектин типа иммуноглобулинов 12). Валидированы для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью. Рекомбинантный иммуноген, охватывающий аминокислотные остатки 20-210. Для исследований клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIGLEC12 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	S2V; SLG; SIGLECL1; Siglec-XII; SIGLEC12
Вид	Человек
GeneID (человек)	89858
GeneID	89858
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-210 человеческого SIGLEC12 (NP_443729.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96PQ1
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом