

Кроличья Поликлональная Антитело К Siglec3/Cd33 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P20138

Артикул: CM0021154



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CD33/SIGLEC3 (Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, p67). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Для исследований в области биологии миелоидных клеток, иммунной регуляции и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SIGLEC3/CD33
Примечания/Альтернативные названия	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; SIGLEC3/CD33
Вид	Человек
GeneID (Человек)	945
GeneID	945
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-259 человеческого SIGLEC3/CD33 (NP_001763.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20138
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом