


Кроличыи Поликлональные Антитела К Siglec5 Для Wb И Elisa - O15389

Артикул: CM0030128



введение

Кроличыи поликлональные антитела к SIGLEC5 (CD170, OBBP2), валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши. Используются для изучения клеточной адгезии, зависящей от сиаловой кислоты, в клетках миелоидного ряда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к SIGLEC5
Примечания/Синонимы	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5, SIGLEC5
Вид	Человек
GeneID (человек)	8778
GeneID	8778
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-434 SIGLEC5 человека (NP_003821.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O15389
Молекулярная масса белка	61 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом