

Поликлональное Кроличье Антитело Против Siglec6 Для Вб, Ифа — O43699

Артикул: CM0018410

введение

Валидированное поликлональное кроличье антитело против SIGLEC6 для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий SIGLEC6 (O43699) — лектин, связывающий сиаловую кислоту, опосредующий клеточную адгезию и активно экспрессируемый в плаценте.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье пАб против SIGLEC6
Примечания/Синонимы	CD327; CD33L; OBBP1; CD33L1; CD33L2; CDW327; SIGLEC6
Вид	Человек
ID гена (человек)	946
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 27-220 человеческого SIGLEC6 (NP_942142.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43699
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Хладоэлемент