

Поликлональные Антитела Против Siglec9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y336

Артикул: CM0029185

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого SIGLEC9 (CD329). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческим, мышиным и крысиным белками. Идеальны для изучения функции лектинов, связывающих сиаловую кислоту, в иммунных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIGLEC9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE; SIGLEC9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27180
ID гена	27180
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-340 человеческого SIGLEC9 (NP_001185487.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y336
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	В пакете со льдом