


Кроличыи Поликлональные Антитела K Sigmar1 Для Wb И Elisa - Q99720

Артикул: CM0017391



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому белку SIGMAR1, валидированные для методов WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеку и крысе. Подходят для исследований нейродегенеративных заболеваний, кальцовой сигнализации и транспорта липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к SIGMAR1
Примечания/Синонимы	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10280
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-80 человеческого SIGMAR1 (NP_005857.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q99720
Молекулярная масса белка	25 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом