

Антитело Кролика Против Sik1 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P57059

Артикул: CM0016312

введение

Поликлональное антитело кролика против SIK1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживает человеческий и мышинный SIK1. Идеально подходит для изучения глюконеогенеза, подавления опухоли, циркадных ритмов и дифференцировки мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MSK; SIK; DEE30; SIK-1; SIK1B; SNF1LK; SIK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	150094
GeneID	150094
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SIK1 (NP_775490.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P57059
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом