

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sik2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H0K1

Артикул: CM0026109

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SIK2 (Q9H0K1), нацеленное на аминокислоты 827-926. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований метаболизма и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIK2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	QIK; SIK-2; SNF1LK2; LOH11CR1I; SIK2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23235
ID гена	23235
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 827-926 человеческого SIK2 (NP_056006.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0K1
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	В сумке со льдом