

Поликлональные Антитела Против SIK3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y2K2

Артикул: CM0028952



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SIK3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на серин/треониновую протеинкиназу SIK3, участвующую в сигнальном пути mTOR и дифференцировке хондроцитов. Подходят для исследований киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIK3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	L19, QSK, SEMDK, SIK-3, SIK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23387
GeneID	23387
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 60-310 человеческого SIK3 (NP_079440.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2K2
Молекулярный вес белка	145кДа
Доставка	Сумка со льдом