

Анти-Sim2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - Q14190

Артикул: CM0012919

введение

Валидированы для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. SIM2 — это фактор транскрипции bHLH, критически важный для развития ЦНС. Идеально подходят для исследований в области нейронауки и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIM2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SIM; bHLHe15; HMC13F06; HMC29C01; SIM2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6493
ID гена	6493
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 342-525 человеческого SIM2 (NP_005060.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14190
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом