

Моноклональное Антитело Против Sin3A Для Вб, Ифа — Q96St3

Артикул: CM0006919

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Sin3A (SWISS: Q96ST3) для применения в ВБ и ИФА. Подтвержденная перекрестная реактивность с человеком и мышью. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против Sin3A
Примечания/Альясы	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Вид	Человек
ID гена	25942
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого Sin3A (NP_056292.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96ST3
Молекулярная масса белка	145 кДа
Доставка	Холодовый пакет