

Поликлональное Антитело K Sin3A Для Wb, Elisa - Q96St3

Артикул: CM0013276

введение

Поликлональное кроличье антитело к Sin3A, валидированное для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с Sin3A человека и крысы (~145 кДа). Подходит для исследований хроматина, циркадных ритмов и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Sin3A
Примечания/синонимы	WTKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Вид	Человек
GeneID (человек)	25942
GeneID	25942
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-120 Sin3A человека (NP_056292.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q96ST3
Молекулярная масса белка	145 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом