

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sin3A Для Вестерн-Блоттинга - Q96St3

Артикул: CM0019589

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого транскрипционного корепрессора Sin3A, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИП (IP) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный белки. Подходит для изучения транскрипционной репрессии и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Sin3A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	25942
ID гена	25942
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-120 человеческого Sin3A (NP_056292.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96ST3
Молекулярный вес белка	145кДа
Доставка	В ледяном пакете