

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Sipa1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Fs4

Артикул: CM0016221

введение

Поликлональное антитело кролика Anti-SIPA1 для вестерн-блоттинга и ИФА. Выявляет человеческий и мышинный SIPA1 (p130 SPA-1, 112 кДа, Uniprot Q96FS4), иммуноген: аминокислоты 763–1042.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIPA1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SPA1; SIPA1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6494
Идентификатор гена	6494
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 763–1042 человеческого SIPA1 (NP_694985.29).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96FS4
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом