

## Поликлональное Антитело Против Sirt1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q923E4

Артикул: CM0028493

### введение

Кроличье поликлональное антитело против мышинового SIRT1 (Sir2), валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. НАД-зависимая деацетилаза, участвующая в метаболизме, старении, апоптозе и циркадных ритмах. Идеально для эпигенетических и метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb против SIRT1                                                                                              |
| Примечания/Альтернативные названия | Sir2; Sir2a; SIR2L1; Sir2alpha                                                                                         |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                   |
| GeneID (человек)                   | 23411                                                                                                                  |
| GeneID                             | 93759                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 638-737 мышинового SIRT1 (NP_062786.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                 |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                   |
| SWISS                              | Q923E4                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка           | 80 кДа/60 кДа                                                                                                          |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                      |