

Кроличье Моноклональное Антитело Против Sirt1 (Валидировано Для Нокаута) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q96Eb6

Артикул: CM0003213



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого SIRT1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Идеально подходит для изучения NAD-зависимой деацетиляции, апоптоза, метаболизма, репарации ДНК и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано для нокаута] Кроличье mAb против SIRT1
Примечания/Альтернативные названия	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; T1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6772
ID гена	23411
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96EB6
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом