

Поликлональное Антитело Anti-Sirt2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8Ixx6

Артикул: CM0017625



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SIRT2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения деацетилирования, клеточного цикла и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело SIRT2 pAb
Примечания/синонимы	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	22933
GeneID	22933
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300–350 человеческого SIRT2 (NP_036369.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IXJ6
Молекулярная масса белка	43 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом