

Кроличье Моноклональное Антитело Против Sirt2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Elisa - Q8Ixx6

Артикул: CM0009545



введение

Высококачественное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок SIRT2 (NAD-зависимая деацетилаза сиртуин-2). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Идеально для исследований клеточного цикла, эпигенетики и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против SIRT2
Примечания/Алиасы	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Вид	Человек
GeneID	22933
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого белка SIRT2 (Q8IXJ6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IXJ6
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом