

Кроличье Моноклональное Антитело Против Sirt2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Elisa - Q8Iхj6

Артикул: CM0005363



введение

Кроличье моноклональное антитело против SIRT2 (NAD-зависимая деацетилаза сиртуин-2), валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Определяет SIRT2 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований клеточного цикла, митоза и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против SIRT2
Примечания/Альтернативные названия	SIR2; SIR2L; SIR2L2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22933
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 281-380 белка SIRT2 человека (NP_036369.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IXJ6
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом