

Поликлональное Антитело К Sirt2 Кролика (Pab) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8Iхj6

Артикул: CM0017735



введение

Кроличье pAb к SIRT2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Направлено против человеческого SIRT2 (зависимой от НАД-деацетилазы), участвующего в регуляции клеточного цикла, аутофагии и динамики микротрубочек. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к SIRT2
Примечания/алиасы	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	22933
ID гена	22933
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 300–350 человеческого SIRT2 (NP_036369.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IXJ6
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Хладоэлемент