

Антитело Кролика Против Sirt3 (Моноклональное, Валидированное На Ko) Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Артикул: CM0003958



введение

Высокоспецифическое моноклональное антитело кролика против SIRT3, валидированное на KO, для WB, IHC-P, IP, ELISA. Нацелено на человеческий и крысиный SIRT3, митохондриальную NAD-зависимую протеиндеацетилазу, регулирующую энергетический метаболизм.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] SIRT3 кролика mAb
Примечания/Псевдоним	SIR2L3; T3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23410
ID гена	23410
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-399 человеческого SIRT3 (NP_036371.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9NTG7
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Ледяной пакет