


Анти-Sirt3 Кроличьи Поликлональные Антитела [Валидировано На Ко] Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ntg7

Артикул: CM0029154



введение

[Валидировано на КО] Кроличьи поликлональные антитела к SIRT3 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидированы на человеке, мыши и крысе. Подходят для изучения функции митохондриальной деацетилазы и энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] SIRT3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SIR2L3; T3
Вид	Человек
GeneID	23410
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 299-399 человеческого SIRT3 (NP_036371.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NTG7
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	Сумка со льдом