

Поликлональное Антитело Против Sirt4 Для If/Icc, Elisa - Q9Y6E7

Артикул: CM0014188

введение

Поликлональное антитело кролика против SIRT4 (Q9Y6E7), валидированное для IF/ICC и ELISA. Нацелено на человеческий SIRT4, митохондриальный сиртуин, участвующий в метаболизме, подавлении опухолей и реакции на повреждение ДНК. Идеально для исследований в онкологии и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SIRT4 (pAb)
Примечания/Алиасы	SIR2L4; SIRT4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23409
ID гена	23409
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого SIRT4 (NP_036372.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6E7
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом