

Кроличыи Поликлональные Антитела K Sirt5 (Sir2L5) Для Wb, Elisa - Q9Nxa8

Артикул: CM0022854



введение

Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к SIRT5, валидированные для методов WB и ELISA, распознают человеческий белок SIRT5 (SIR2L5) — митохондриальную NAD-зависимую десукцинилазу и демалонилазу, участвующую в метаболизме. Идеально подходят для метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к SIRT5
Примечания/Синонимы	SIR2L5; SIRT5
Вид	Человек
Идентификатор гена (Gene ID)	23408
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 216-310 человеческого SIRT5 (NP_036373.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NXA8
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом