


Моноклональное Антитело Против Sirt6 Для Wb, Elisa — Q8N6T7

Артикул: CM0010072



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого SIRT6, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для исследований репарации ДНК, старения, метаболизма и рака. Распознаёт человеческий SIRT6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье мАб против SIRT6
Примечания/синонимы	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
Вид	Человек
GeneID (человек)	51548
GeneID	51548
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 256–355 человеческого SIRT6 (Q8N6T7).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8N6T7
Молекулярная масса белка	36 кДа/39 кДа
Условия транспортировки	Хладагент