


Поликлональное Антитело Против Sirt6 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q8N6T7

Артикул: CM0021135



введение

Кроличье поликлональное антитело против SIRT6, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований репарации повреждений ДНК, метаболизма и старения. SWISS: Q8N6T7.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SIRT6
Примечания/синонимы	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
Вид	Человек
GeneID (человек)	51548
GeneID	51548
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-355 человеческого SIRT6 (NP_057623.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N6T7
Молекулярная масса белка	36 кДа/39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом