


Кроличья Моноклональная Антитело К Sirt6 Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Артикул: CM0011169



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий SIRT6 (SIR2L6/hSIRT6). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований в области репарации ДНК, метаболизма и старения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIRT6 кроличье мкАт
Примечания/Альтернативные названия	SIR2L6; hSIRT6
Вид	Человек
ID гена (человек)	51548
ID гена	51548
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-355 человеческого SIRT6 (NP_057623.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N6T7
Молекулярная масса белка	36 кДа/39 кДа
Доставка	Холодильный пакет