

Кроличья Моноклональная Антитело К Sirt7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Nrc8

Артикул: CM0006815



введение

Кроличья моноклональная антитело к SIRT7, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий SIRT7 с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Нацелена на НАД-зависимую деацетилазу, участвующую в регуляции хроматина и транскрипции. Идеально подходит для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIRT7 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	SIR2L7; SIRT7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51547
ID гена	51547
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 301-400 человеческого SIRT7 (NP_057622.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NRC8
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	С пакетом охлаждения