

Антитело Кролика Против Siva1 (Поликлональное) Для Wb, Ihc-P, Elisa - O15304

Артикул: CM0027097

введение

Поликлональное антитело кролика против SIVA1, валидированное для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека и мыши. Нацелено на регуляторный белок апоптоза Siva. Идеально подходит для изучения апоптоза и сигнальных путей Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIVA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SIVA; CD27BP; Siva-1; Siva-2; SIVA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10572
GeneID	10572
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого SIVA1 (NP_068355.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15304
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом