

Поликлональное Антитело Anti-Six1 Кролика Для Wb И Elisa — Q15475

Артикул: CM0016591



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SIX1 (гомеобоксного белка SIX1). Валидировано для WB и ELISA; реагирует с белками человека и мыши. Подходит для изучения эмбрионального развития, миогенеза и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIX1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	BOS3, TIP39, DFNA23, SIX1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6495
GeneID	6495
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-270 человеческого SIX1 (NP_005973.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q15475
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом