

Поликлональное Антитело Кролика Против Six2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Npc8

Артикул: CM0027909

введение

Поликлональное антитело кролика против SIX2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с реактивностью к человеку и крысе. SIX2 — это фактор транскрипции, критически важный для развития почек, черепно-лицевых структур и желудка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SIX2
Примечания/Алиас	SIX2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10736
ID гена	10736
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-174 белка SIX2 человека (NP_058628.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9NPC8
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	В пакете со льдом