

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Six3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 095343

Артикул: CM0018969

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого SIX3, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышью и крысой. Полезны для изучения развития переднего мозга, формирования глаз и голопроэнцефалии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIX3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HPE2; SIX3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6496
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095343
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент