

Антитело Кролика Против Six5 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N196

Артикул: CM0021784

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SIX5 (BOR2/DMAHP). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Нацелено на фактор транскрипции, участвующий в органогенезе и развитии сетчатки. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIX5 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BOR2, DMAHP, SIX5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	147912
ID гена	147912
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческого SIX5 (NP_787071.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8N196
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка со льдом