

## Кроличыи Поликлональные Антитела K Skil Для Wb, Elisa - P12757

Артикул: CM0029881



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку SKIL человека (SnoN/SnoA/SnoI), валидированные для методов вестерн-блоттинга и ИФА (ELISA). Подходят для обнаружения SKIL в образцах человека, мыши и крысы. Полезны для исследований деления и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи поликлональные антитела к SKIL                                                                   |
| Примечания/Синонимы       | SNO; SnoA; SnoI; SnoN; SKIL                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                   |
| GeneID (Человек)          | 6498                                                                                                      |
| GeneID                    | 6498                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 350-450 SKIL человека (NP_005405.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                   |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                      |
| SWISS                     | P12757                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 77 кДа                                                                                                    |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                            |