

Поликлональные Антитела Против Skiv2L2 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P42285

Артикул: CM0026836



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SKIV2L2 (MTR4/DOB1). Валидированы для WB, IHC-P, IP, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Изучайте РНК-геликазу экзосом в ядерном надзоре и процессинге РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SKIV2L2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Dob1; Mtr4; SKIV2L2; fSAP118; KIAA0052
Вид	Человек
ID гена	23517
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-304 человеческого SKIV2L2 (NP_056175.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42285
Молекулярный вес белка	118kDa
Доставка	Со льдом