

Кроличья Моноклональная Антитело Против Skp1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P63208

Артикул: CM0008099



введение

Кроличье моноклональное антитело против SKP1 для Вестерн-блота, IF/ICC, ELISA. Разработано для человеческого, мышиноного и крысиного SKP1 (P63208). Обнаруживает белок массой 19 кДа, являющийся компонентом убиквитин-лигазы SCF, необходимого для исследований клеточного цикла и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело против SKP1
Примечания/Альтернативные названия	ОСР2, р19А, EMC19, SKP1А, ОСР-II, TCEB1L, SKP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6500
ID гена	6500
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 64-163 человеческого SKP1 (P63208)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63208
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	С холодоэлементом