

Поликлональная Антитело К Skp2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q13309

Артикул: CM0017469



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому SKP2 (p45, FBL1).

Применение: ВБ, ИФ/ИКК, ИФА.

Предсказанная молекулярная масса: 48 кДа.

Перекрестная реакция с человеческим белком. Предназначено для изучения регуляции клеточного цикла, пути убиквитин-протеасомы и противовирусных механизмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SKP2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Вид	Человек
ID гена	6502
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого SKP2 (NP_005974.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13309
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Айс-пак