

Кроличья Поликлональная Антитело Против Skp2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q13309

Артикул: CM0027712



введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело, направленное против SKP2, для обнаружения методом Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Ключевой инструмент для исследований клеточного цикла и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SKP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6502
GeneID	6502
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SKP2 (NP_005974.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13309
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом