

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Anti-Sla2 Для Wb, Elisa - Q9H6Q3

Артикул: CM0018528



введение

Поликлональные кроличьи антитела против SLA2 для WB, ELISA. Обнаруживают человеческий SLA2 (Src-like-adapter 2), отрицательный регулятор сигнального пути Т-клеточного рецептора. Подходят для исследований в области иммунологии и сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLA2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	MARS; SLAP2; SLAP-2; C20orf156; SLA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84174
GeneID	84174
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого SLA2 (NP_115590.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H6Q3
Молекулярный вес белка	29kDa
Доставка	Сумка со льдом