

Поликлональные Антитела Против Slamf7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nq25

Артикул: CM0027885

введение

Поликлональное антитело против SLAMF7 кроличьего происхождения для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Нацелено на члена 7 семейства SLAM — рецептор, модулирующий активацию иммунных клеток. Подходит для иммунологических исследований. Молекулярная масса 37 кДа, UniProt Q9NQ25.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело против SLAMF7 кроличьего происхождения
Примечания/алиасы	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Вид	Человек
ID гена (человек)	57823
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-226 человеческого SLAMF7 (NP_067004.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NQ25
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодовой пакет