

Поликлональное Антитело Против Slamf7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nq25

Артикул: CM0015816

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SLAMF7 (CS1, CD319). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Подходит для изучения активации NK-клеток и иммунной модуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLAMF7 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57823
ID гена	57823
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-226 человеческого SLAMF7 (NP_067004.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NQ25
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом