

Кроличья Поликлональная Антитело Против Slamf7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Nq25

Артикул: CM0020185

введение

Кроличья поликлональное антитело против SLAMF7, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышиный SLAMF7, рецептор семейства SLAM, участвующий в активации NK-клеток и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLAMF7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	19A; CS1; CD319; CRACC; SLAMF7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57823
ID гена	57823
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-226 человеческого SLAMF7 (NP_067004.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NQ25
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом