

Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc12A1 Для Вестерн1 Блоттинга, Ифа - Q13621

Артикул: CM0013212



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SLC12A1/NKCC2, полученное против синтетического пептида. Пригодно для Вестерн блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований ионного транспорта в почках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	SLC12A1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BSC; BSC1; CCC2; BSC-1; NKCC2; SLC12A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6557
GeneID	6557
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого SLC12A1 (NP_000329.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q13621
Молекулярная масса белка	121 кДа
Доставка	В пакете со льдом