


Поликлональные Антитела Против Slc12A2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (IHC-P), Ифа - P55011

Артикул: CM0014621



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SLC12A2, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный NKCC1 (131 кДа), базолатеральный котранспортер Na-K-2Cl, играющий ключевую роль в регуляции объема клеток и ионном гомеостазе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC12A2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BSC; BSC2; CCC1; BSC-2; KILQS; NKCC1; PPP1R141; SLC12A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6558
GeneID	6558
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-280 человеческого SLC12A2 (NP_001037.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55011
Молекулярная масса белка	131kDa
Доставка	В ледяном пакете