

Поликлональное Антитело К Slc12A6 Для If/Icc, Elisa - Q9Uhw9

Артикул: CM0029643



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SLC12A6/KCC3. Валидировано для IF/ICC и ELISA, это антитело поддерживает исследования регуляции объема клеток и котранспорта калия-хлорида.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC12A6 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	KCC3; ACCPN; KCC3A; KCC3B; CMT2II; SLC12A6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9990
GeneID	9990
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-190 человеческого SLC12A6 (NP_598408.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UHW9
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом