

Поликлональные Антитела Против Slc12A7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9Y666

Артикул: CM0017081



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SLC12A7, валидированные для WB и ELISA, реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на K-Cl котранспортер KCC4, участвующий в гомеостазе ионов и слухе. Идеально подходят для разработки анализов IVD и биомедицинских исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC12A7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KCC4; SLC12A7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10723
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого SLC12A7 (NP_006589.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y666
Молекулярный вес белка	119кДа
Доставка	Сумка со льдом