


Кроличьи Поликлональные Антитела К Slc16A2 (Mct8) Для Wb, Elisa - P36021

Артикул: CM0027074



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку SLC16A2/MCT8 человека, валидированные для методов WB и ELISA. Реагируют с тканями человека, мыши и крысы, выявляя полосу 60 кДа. Подходят для исследований транспорта гормонов щитовидной железы и дефицита MCT8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC16A2 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	AHDS; MCT7; MCT8; XPCT; MCT 7; MCT 8; MRX22; DXS128; DXS128E; SLC16A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6567
GeneID	6567
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36021
Молекулярная масса белка	60 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом