

Кроличье Моноклональное Антитело К Slc16A3/Mct4 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15427

Артикул: CM0009878

введение

CamelBio предлагает кроличье моноклональное антитело к SLC16A3/MCT4 (O15427), валидированное для методов WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Это антитело нацелено на монокарбоксилатный транспортер 4 и идеально подходит для исследований метаболизма лактата и ракового метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к SLC16A3/MCT4
Примечания/Синонимы	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9123
GeneID	9123
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 410-465 человеческого SLC16A3/MCT4 (NP_004198.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15427
Молекулярная масса белка	49 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом