

Кроличья Поликлональная Антитело Против Slc16A4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — O15374

Артикул: CM0013200

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого SLC16A4 (MCT4/5) — вероятного монотранскарбоксилатного транспортера. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с материалами человека и крысы. Подходит для исследований мембранных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	SLC16A4 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	MCT4; MCT5; SLC16A4
Вид	Человек
ID гена	9122 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 388–487 человеческого SLC16A4 (NP_004687.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O15374
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	С холодильным пакетом